

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ркс Альфа Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P17252

Артикул: CM0014016



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого РКС альфа, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований в области клеточной сигнализации, рака и сердечно-сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC альфа Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5578
GeneID	5578
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 573-672 человеческого PKC альфа (NP_002728.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом