


Кроличий Polymab® Против PKC-Альфа Для Wb И Elisa — P17252

Артикул: CM0007064



введение

Высокоспецифичное моноклональное антитело, нацеленное на человеческую PKC-альфа, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации, онкологии и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий PKC-альфа PolymAb®
Примечания/алиасы	AAG6; PKCA; PRKACA; PKC1+/-; PKCalpha; PKC-alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	5578
GeneID	5578
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческой PKC-альфа.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекры́стная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17252
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом