

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Pkc-Beta Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P05771

Артикул: CM0015583



### введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PKC-beta (PRKCB). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований трансдукции сигналов, онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PKC-beta Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 5579                                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 5579                                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-340 человеческого PKC-beta (NP_997700.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                      |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                         |
| SWISS                     | P05771                                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 77кДа                                                                                                                                                        |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                                             |