


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pkc Delta Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q05655

Артикул: CM0010260



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PKC delta (Q05655). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против PKC delta
Примечания/Альтернативные названия	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5580
GeneID	5580
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 547-653 человеческого PKC delta (Q05655)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05655
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом