


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pkc Epsilon Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q02156

Артикул: CM0019960



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, направленное против PKC epsilon (PKCE/nPKC-epsilon). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA и реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, миграции, инвазии раковых клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PKC epsilon
Примечания/синонимы	PKCE; nPKC-epsilon; PKC epsilon
Вид	Человек
GeneID (человек)	5581
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 488–737 человеческого PKC epsilon (NP_005391.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02156
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом