

Моноклональное Антитело Против Ркс Гамма Для Вестерн-Блоттинга - P05129

Артикул: CM0005851



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PKC гамма, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Ценный инструмент для исследований нейрональной сигнализации, синаптической пластичности, боли и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC gamma Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PKCC; PKCG; SCA14; PKC(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5582
ID гена	5582
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 604-697 человеческого PKC гамма (P05129)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P05129
Молекулярный вес белка	78kDa
Доставка	Сумка со льдом