


Анти-Ркс Гамма Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P05129

Артикул: CM0027969



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против PKC гамма, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Подходят для исследований в области нейронауки и сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC гамма кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC гамма
Вид	Человек
GeneID (человек)	5582
GeneID	5582
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 558-697 человеческого PKC гамма (NP_002730.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05129
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Ледяной пакет