

Антитело Кролика Моноклональное Против Pkc Mu (Prkd1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15139

Артикул: CM0007092

введение

Высокоспецифическое моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого PKC mu (PRKD1, Q15139). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований сигнальных путей киназ, миграции клеток, транспорта в аппарате Гольджи и кардиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC mu Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5587
GeneID	5587
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого PKC mu (Q15139).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15139
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	Сумка со льдом