

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ркс Му Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15139

Артикул: CM0021798

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PKC mu (PRKD1), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Полезны для исследований клеточной сигнализации, рака и гипертрофии сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC mu Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5587
ID гена	5587
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 человеческого PKC mu (NP_002733.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15139
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	Сумка со льдом