

Поликлональные Антитела Против Ркс Зета Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицц, Ифа - Q05513

Артикул: CM0029470

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против РКС зета (nPKC-zeta), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦЦ, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Полезны для исследования пути PI3K, каскада MAPK, клеточной полярности, активации NF-kB, инсулинового сигналинга и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РКС зета Кроличы pAb
Примечания/Псевдоним	PKC2; PKC-ZETA; РКС зета
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5590
ID гена	5590
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 476-547 человеческого РКС зета (NP_002735.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05513
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент