

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Pkc Zeta Для Wb, Elisa — Q05513

Артикул: CM0016651

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого PKC zeta (SWISS Q05513), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения сигнальных путей PI3K, MAPK и NF-каппа-B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PKC zeta Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Вид	Человек
GeneID (человек)	5590
GeneID	5590
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 476-547 человеческого PKC zeta (NP_002735.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q05513
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом