


Анти-РКсϵ Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q02156

Артикул: CM0006392



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против РКсϵ (nPKC-epsilon), для вестерн-блоттинга и ИФА. Проявляет реактивность в отношении видов человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнальных путей киназ в процессах клеточной адгезии, миграции и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РКсϵ кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	РКсϵ; nPKC-epsilon; PKCε
Вид	Человек
ID гена	5581
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 488-737 человеческого РКсϵ (NP_005391.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02156
Молекулярный вес белка	84 кДа
Доставка	Сумка со льдом