

Поликлональное Антитело Кролика Против Pkd1L2 Для Вб, Ифа - Q7Z442

Артикул: CM0015835

введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому PKD1L2, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения функции белка 2, подобного полицистину-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKD1L2 кроличьи pAb
Примечания/псевдонимы	PC1L2; PKD1L2
Вид	Человек
GeneID (человек)	114780
GeneID	114780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-306 человеческого PKD1L2 (NP_001265352.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7Z442
Молекулярная масса белка	273 кДа
Доставка	Хладоэлемент