


Анти-Pkd2 (Полицистин-2) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13563

Артикул: CM0026971



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого PKD2 (Полицистина-2), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для исследований болезней почек и сигнальных путей ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKD2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5311
ID гена	5311
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 731-830 человеческого PKD2 (NP_000288.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13563
Молекулярный вес белка	110кДа
Доставка	Сумка со льдом