


Поликлональное Антитело Кролика Против Pkd2 Для Вб, Ифа — Q13563

Артикул: CM0025753



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческой полицистином-2 (PKD2). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции кальциевых каналов и поликистозной болезни почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKD2 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	PC2; PKD4; Pс-2; APKD2; TRPP2; PKD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5311
GeneID	5311
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 879-968 человеческого PKD2 (NP_000288.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13563
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодовой пакет