


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pkm1/2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P14618

Артикул: CM0018609



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PKM1/2 (SWISS P14618), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагируют с белками человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований гликолиза и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKM1/2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; СТНBP; ТНBP1; HEL-S-30; PKM1/2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5315
ID гена	5315
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14618
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом