


Моноклональное Антитело Rabbit Polymab® Против Pkm1/2 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14618

Артикул: CM0008594



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против PKM1/2, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований гликолиза и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKM1/2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Алиасы	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTNBP; TNBP1; HEL-S-30
Вид	Человек
GeneID (человек)	5315
GeneID	5315
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 321-420 человеческого PKM1/2 (NP_001193728.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14618
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодильник