


Моноклональное Антитело Против Pkm2 Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа — P14618

Артикул: CM0002995



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому PKM2. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на ключевой гликолический фермент и опухолевый биомаркер пируваткиназу M2. Идеально подходит для исследований метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Специфичное к PKM2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTNBP; TNBP1; HEL-S-30; специфичный к PKM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5315
GeneID	5315
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 380-480 человеческого PKM2 (NP_002645.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14618
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Хладоэлемент