


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pkm2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P14618

Артикул: CM0015422



введение

Поликлональное кроличье антитело против PKM2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с PKM2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гликолиза и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PKM2
Примечания/синонимы	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, СТНВР, ТНВР1, HEL-S-30
Вид	Человек
GeneID	5315
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-221 PKM2 (NP_001193728.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14618
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом