


Специфичная К Rkm2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - P14618

Артикул: CM0021648



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого PKM2 (58 кДа), валидированная для Вестерн-блоттинга, ИФ/МФК, ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для изучения двойной роли PKM2 в гликолизе и регуляции транскрипции при раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Специфичная к PKM2 кроличья пАт
Примечания/Псевдонимы	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; СТНBP; ТНBP1; HEL-S-30; специфичный к PKM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5315
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 380-480 специфичного к PKM2 человека (NP_002645.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/МФК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14618
Молекулярный вес белка	58 кДа
Доставка	Сумка со льдом