


Поликлональное Антитело Против Rkmyt1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99640

Артикул: CM0020550



введение

Кроличье поликлональное антитело против РКМЫТ1, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирующее с киназой РКМЫТ1 человека, мыши и крысы. Важный инструмент для исследований клеточного цикла и митотической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	РКМЫТ1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	МЫТ1; PPP1R126; РКМЫТ1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9088
GeneID	9088
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-362 РКМЫТ1 человека (NP_004194.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99640
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Сумка-холодильник