


Поликлональное Антитело Против Pkn1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16512

Артикул: CM0013156



введение

Кроличье поликлональное антитело к PKN1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с PKN1 человека и мыши, серин/треонинкиназой, участвующей в регуляции цитоскелета, миграции клеток и транскрипции. Идеально для исследований рака и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALPHA; PKN1
Вид	Человек
ID гена	5585 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 PKN1 человека (NP_002732.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16512
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	В пакете со льдом