


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pknox1 Для Wb, Elisa - P55347

Артикул: CM0024226



введение

Кроличья поликлональная антитело к PKNOX1, валидированная для Вестерн-блота (WB) и ELISA, подходит для детекции PKNOX1 (PREP-1) в образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKNOX1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PREP1; pknox1c; PKNOX1
Вид	Человек
GeneID	5316
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 322-436 человеческого PKNOX1 (NP_004562.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P55347
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С ледяным пакетом