


Поликлональные Антитела Против Rkr2 Для Wb — Q99959

Артикул: CM0027839



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PKP2 (Плакофилин-2). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Иммуноген — аминокислоты 578-837. Предназначены для исследований в области биологии десмосом, кардиальной электрофизиологии и изучения механизмов рестрикции вируса гриппа А.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к PKP2
Примечания/алиасы	ARVD9; PKP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5318
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 578-837 человеческого PKP2 (NP_001005242.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99959
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Айс-бокс