

Моноклональное Антитело Anti-Pkr/Eif2Ak2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Артикул: CM0002728



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-PKR/EIF2AK2, валидированное для методов WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека. Обнаруживает индуцируемую интерфероном dsRNA-зависимую протеинкиназу, участвующую во врожденном противовирусном иммунитете. Подходит для исследований вирусных инфекций и клеточного стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKR/EIF2AK2 кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Синонимы	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5610
GeneID	5610
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 450-551 человеческого белка PKR/EIF2AK2 (P19525).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19525
Молекулярная масса	62 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом