

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pkr/Eif2Ak2 Для Вб, Ифа - P19525

Артикул: CM0024808



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PKR/EIF2AK2, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Распознает интерферон-индуцированную киназу, активируемую двухцепочечной РНК, которая играет ключевую роль в противовирусном врожденном иммунитете, стрессовом ответе и передаче сигналов. Подходит для исследований вирусных инфекций, рака и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKR/EIF2AK2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Вид реагирования	Человек
ID гена (Человек)	5610
ID гена	5610
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 человеческого PKR/EIF2AK2 (NP_002750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19525
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Ледяной пакет