


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Pla2G2A Для Wb, Elisa — P14555

Артикул: CM0013138



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого PLA2G2A, секретируемой фосфолипазы A2, участвующей в воспалении и противомикробной защите. Валидировано для WB и ELISA; подходит для исследований липидного обмена и защиты хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G2A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLA51; sPLA2; PLA2G2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5320
GeneID	5320
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-144 человеческого PLA2G2A (NP_001155201.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P14555
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент