

Поликлональные Антитела Против Pla2G2D Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Артикул: CM0026103

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого PLA2G2D (SPLASH), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения противовоспалительной и иммунорегуляторной роли секреторной фосфолипазы A2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G2D кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26279
GeneID	26279
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-145 человеческого PLA2G2D (NP_036532.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNK4
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом