

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pla2G2D Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Unk4

Артикул: CM0030011

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против PLA2G2D, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектируют PLA2G2D человека и крысы, секреторную фосфолипазу A2, участвующую в противовоспалительных ответах. Идеальны для исследований в иммунологии и метаболизме липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G2D Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26279
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-145 человеческого PLA2G2D (NP_036532.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UNK4
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	В пакете со льдом