

Кроличий Поликлональный Антитело Против Pla2G3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nz20

Артикул: CM0020616

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого PLA2G3 (sPLA2-III), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным белками. PLA2G3 представляет собой секреторную фосфолипазу A2, участвующую в метаболизме липидов, воспалении и цитокиногенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G3 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	SPLA2III; sPLA2-III; GIII-SPLA2; PLA2G3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50487
GeneID	50487
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого PLA2G3 (NP_056530.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NZ20
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом