

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pla2G4C Для If/Icc, Ифа — Q9Up65

Артикул: CM0024979

введение

Кроличья поликлональная антитело против цитозольной фосфолипазы A2 гамма человека (PLA2G4C). Подходит для иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА; идеально подходит для исследований ремоделирования фосфолипидов, биогенеза липидных капель и механизмов вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело против PLA2G4C
Примечания/псевдонимы	CPLA2-гамма; PLA2G4C
Вид	Человек
ID гена	8605
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-189 человеческого PLA2G4C (NP_003697.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UP65
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-пак