

Поликлональные Антитела Против Pla2G4D/Cpla2Delta Для Иф/Ик, Ифа — Q86Xp0

Артикул: CM0015742



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против цитозольной фосфолипазы A2 дельты человека (PLA2G4D/cPLA2delta) для иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Участвует в липидном обмене и воспалении, экспрессируется в стратифицированных эпителиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G4D кроличьи полАнт
Примечания/Синонимы	cPLA2delta; PLA2G4D
Вид	Человек
ID гена (человек)	283748
ID гена	283748
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 510–680 фрагмента человеческого PLA2G4D (NP_828848.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86XP0
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом