

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Pla2G6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60733

Артикул: CM0026382

введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфичные к PLA2G6, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследований метаболизма фосфолипидов, функции митохондрий и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G6 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	GVI; PLA2; INAD1; NBIA2; iPLA2; NBIA2A; NBIA2B; PARK14; PNPLA9; Cal-PLA2; IPLA2-VIA; iPLA2beta; PLA2G6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8398
ID гена	8398
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 151-250 человеческого PLA2G6 (NP_003551.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	O60733
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	Сумка со льдом