


Поликлональное Антитело Против Pla2G7 Для Вб, Ифа - Q13093

Артикул: CM0013269



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PLA2G7 (PAF-АН, LP-PLA2). Валидировано для ВБ и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши. Подходит для изучения деградации фактора активации тромбоцитов и путей воспалительного окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G7 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Вид	Человек
ID гена (человек)	7941
ID гена	7941
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 51-240 человеческого PLA2G7 (NP_005075.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13093
Молекулярная масса белка	50кДа
Доставка	Холодовой пакет