


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Pla2G7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q13093

Артикул: CM0029337



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PLA2G7 (LP-PLA2, PAF-AH). Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения воспаления, окислительного стресса и липидного обмена в научных исследованиях и разработке IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G7 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7941
ID гена	7941
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 172-441 человеческого PLA2G7 (NP_005075.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13093
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом