


Кроличье Моноклональное Антитело Против PLA2R1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q13018

Артикул: CM0007087



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к PLA2R1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально для исследований рецептора фосфолипазы A2 и диагностики заболеваний почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к PLA2R1
Примечания/Альтернативные названия	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22925
ID гена	22925
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 810-910 белка PLA2R1 человека (NP_031392.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13018
Молекулярная масса белка	169 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом