

Поликлональное Антитело Против Плацентарной Щелочной Фосфатазы (Plap) Для Вестерн-Блота, Иммунопреципитации И Ифа - P05187

Артикул: CM0019462



введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело к человеческой плацентарной щелочной фосфатазе (PLAP), подходящее для методов Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА в исследованиях биологии плаценты и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Плацентарная щелочная фосфатаза (PLAP), кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-1; Placental alkaline phosphatase (PLAP)
Вид	Человек
ID гена (человек)	250
ID гена	250
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 260-460 человеческой плацентарной щелочной фосфатазы (PLAP) (NP_001623.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05187
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Соблюдение температурного режима с использованием хладагента