

Кроличья Моноклональная Антитела К Антиплацентарной Щелочной Фосфатазе (Plap) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P05187

Артикул: CM0008038



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческую плацентарную щелочную фосфатазу (PLAP). Подходит для применения в WB, IHC-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Поддерживает исследования в области биологии плаценты и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Плацентарная щелочная фосфатаза (PLAP) Кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	ALP, IAP, ALPI, PALP, PLAP, PLAP-1, Плацентарная щелочная фосфатаза (PLAP)
Вид	Человек
GeneID (человек)	250
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческой плацентарной щелочной фосфатазы (PLAP) (P05187).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05187
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодильник