

Моноклональное Антитело Против Плацентарного Лактогена (Csh1) Для Ифа И Иф-П - P01243

Артикул: CM0002395

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому плацентарному лактогену (CSH1), подходящее для ИФА и иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (ИФ-П). Разработано для исследований в области плацентарных гормонов и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к плацентарному лактогену (CSH1)
Примечания/Синонимы	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Placental lactogen (CSH1)
Вид	Человек
ID гена (человек)	1442
ID гена	1442
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 1-100 человеческого плацентарного лактогена (CSH1) (CSH1) (P0DML2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01243
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С упаковкой со льдом