


Поликлональные Антитела К Плацентарному Лактогену (Csh1) Для Игх (Парафин), Ифа - P0Dml2

Артикул: CM0022401



введение

Кроличьи поликлональные антитела к плацентарному лактогену (CSH1) для иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Нацелены на хорионический соматомаммотропин гормон 1 человека, специфичный для беременности гормон, участвующий в лактации, росте плода и метаболизме. Идеально подходят для исследований в области репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Плацентарный лактоген (CSH1) Кроличьи пАт
Примечания/Псевдонимы	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Плацентарный лактоген (CSH1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1442
ID гена	1442
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-217 плацентарного лактогена человека (CSH1) (NP_001308.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0DML2
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом