

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Plau Для Wb, Elisa — P00749

Артикул: CM0019504



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого PLAU (активатор плазминогена урокиназного типа). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований протеаз и фибринолиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLAU Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ATF; QPD; UPA; URK; u-PA; BDPLT5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5328
Идентификатор гена	5328
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–180 человеческого PLAU (NP_002649.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00749
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом