

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Plb1 Для Wb, Elisa - Q6P1J6

Артикул: CM0015820

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого PLB1, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживает белок ~163 кДа. Подходят для исследований липидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLB1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PLB; PLB/LIP; PLB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	151056
ID гена	151056
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1110-1415 человеческого PLB1 (NP_694566.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P1J6
Молекулярный вес белка	163кДа
Доставка	Сумка со льдом