

Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q01970

Артикул: CM0002084



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела к человеческому PLC beta 3 (PLCB3), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения GPCR-сигналинга, генерации DAG/IP3 и функций нейтрофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLC beta 3 (PLCB3) кроличьи МАТ
Примечания/Псевдоним	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5331
GeneID	5331
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01970
Молекулярный вес белка	139 кДа
Доставка	Сумка со льдом