


Антитела Кролика Против Plc Гамма 1 (Plcg1), Поликлональные, Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P19174

Артикул: CM0017177



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против PLC гамма 1 (PLCG1), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий и мышинный PLCG1 (149 кДа), ключевой фермент фосфоинозитидной сигнализации, участвующий в путях тирозинкиназных рецепторов, реорганизации актина и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLC гамма 1 (PLCG1) кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5335
GeneID	5335
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19174
Молекулярный вес белка	149kDa
Доставка	Сумка со льдом