


Кроличья Поликлональная Антитело Против Plc Gamma 1 (Plcg1) Для Вб, Ифа - P19174

Артикул: CM0025594



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческую PLCG1 (фосфолипаза С гамма-1), валидированная для ВБ и ИФА с перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Необходимый инструмент для изучения внутриклеточных сигнальных каскадов и реорганизации актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к PLC gamma 1 (PLCG1)
Примечания/алиасы	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5335
GeneID	5335
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 700-800 человеческой PLC gamma 1 (PLCG1) (NP_002651.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19174
Молекулярная масса белка	149 кДа
Доставка	С ледом