


Поликлональное Антитело Против Plc-Гамма 2 (Plcg2) Для Wb, If/Icc, Elisa — P16885

Артикул: CM0018744



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого PLC-гамма 2 (PLCG2), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Имеет ключевое значение для трансмембранной передачи сигналов и образования вторичных мессенджеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLC-гамма 2 (PLCG2), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-гамма-2; PLC-гамма 2 (PLCG2)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5336
GeneID	5336
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PLC-гамма 2 (PLCG2) (NP_002652.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P16885
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	Пакет со льдом