

Кроличье Моноклональное Антитело Против Plc Гамма 2 (Plcg2) Для Вб, Ифа — P16885

Артикул: CM0011487



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против PLC гамма 2 (PLCG2), подходит для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с видами человек и мышь, что позволяет проводить исследования сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PLC гамма 2 (PLCG2)
Примечания/Псевдонимы	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-гамма-2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5336
ID гена	5336
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 701-800 PLC гамма 2 (PLCG2) (NP_002652.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16885
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом