

Поликлональные Антитела Против Plcb1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Nq66

Артикул: CM0022609

введение

Кроличы поликлональные антитела против PLCB1, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный PLCB1 с прогнозируемой молекулярной массой 139 кДа. Подходят для изучения сигнальных путей фосфолипазы C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLCB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23236
GeneID	23236
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 917-1216 человеческого PLCB1 (NP_056007.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQ66
Молекулярный вес белка	139 кДа
Доставка	В ледяном пакете