

Антитела Кролика Поликлональные Anti-Plcb2 (Plc-Beta-2) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q00722

Артикул: CM0029623



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против PLCB2 (PLC-beta-2), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживают полосу 134 кДа в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения сигнальных путей GPCR и фосфолипазы C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLCB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLC-beta-2; PLCB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5330
GeneID	5330
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-199 человеческого PLCB2 (NP_004564.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00722
Молекулярный вес белка	134kDa
Доставка	В ледяном пакете