

Анти-Plcd4 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, Elisa - Q9Brc7

Артикул: CM0025104

введение

PLCD4 Rabbit pAb обнаруживает человеческую, мышиную и крысиную фосфолипазу C дельта-4, подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелен на фермент сигнального пути фосфоинозитидов, генерирующий DAG и IP3, участвует в акросомальной реакции и росте клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLCD4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLCD4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84812
GeneID	84812
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PLCD4 (NP_116115.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRC7
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом